

- Gant latex
- Sans poudre
- Manchette de 240 mm

Toute la gamme :



Réf. 127510NF	XS
Réf. 127511NF	S
Réf. 127512NF	M
Réf. 127513NF	L
Réf. 127514NF	XL

Conditionnement :

Boîte de 100 gants.
Carton de 10 boîtes.
Palette de 54 cartons.

- Dispositif médical de classe I
 - Equipement de protection individuelle de catégorie III Type B
- Organisme notifié
SATRA (CE 2777)

Langues présentes sur les packagings :

Français	Italien
Anglais	Polonais
Allemand	Néerlandais
Portugais	Grec
Espagne	Bulgare

Extrémités Rugeuse

Crème

Ambidextre

Non stérile



Bord roulé

Descriptif et avantages

- Etanche à l'eau et à l'air
- Résistant aux bactéries et virus
- Origine : Asie du Sud Est

TAILLE		LONGUEUR MINIMUM	LARGEUR DE LA PAUME	ÉPAISSEUR		
				MANCHETTE	PAUME	DOIGT
XS	5/6	240 mm	80 ± 5	0,07 mm	0,16 mm	0,16 mm
S	6/7	240 mm	80±10	0,07 mm	0,16 mm	0,16 mm
M	7/8	240 mm	95±10	0,07 mm	0,16 mm	0,16 mm
L	8/9	240 mm	110±10	0,07 mm	0,16 mm	0,16 mm
XL	9/10	240 mm	≥ 110	0,07 mm	0,16 mm	0,16 mm

Les gants latex EUROTEX sans poudre sont idéaux pour les utilisateurs ayant besoin de sensibilité, confort et dextérité. L'enfilage est facilité par le traitement chloriné qui réduit l'adhérence naturelle du latex. Le risque d'allergie est réduit car les quantités de protéines sont diminuées par ce traitement

- Les gants d'examen sont utilisés principalement pour protéger le patient et l'utilisateur, empêcher les contaminations croisées et les infections et garantir l'asepsie. Ils permettent une protection physique et chimique de la main.
- Examen médical et dentaire, travail en laboratoire, l'utilisation de protection dans les industries de l'alimentation, génie chimique et électronique.

Précautions d'emploi

Les dispositifs sont à usage unique, à utiliser sur peau saine uniquement. En cas de réutilisation, il existe un risque de contamination, d'altération, de dysfonctionnement du produit. Avant toute utilisation, vérifiez l'intégrité du gant (perforation, déchirure). Si les gants se déchirent ou se perforent en cours d'utilisation, jetez-les. En cas de doute, ne les utilisez pas et prenez une nouvelle paire. L'utilisation du latex peut provoquer des réactions allergiques.

Stockage :

A conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité. La température de stockage doit être comprise entre 10°C et 35°C. Durée de la validité du produit : 5 ans.



ISO 374-5:2016

ISO 374-1:
2016+A1:2018/Type B